




Collector Option

Roll to Roll Collector

可以用实验机制作出10m×200mm纳米纤维的收集装置。

(对应机型) • NF系列 • NANON系列



纺丝后的状态

特征

把此装置安装在本公司的NF系列和NANON系列时，可以制作10m×200mm的纳米纤维。基材是使用市场零售的家用铝箔。

MECC株式会社

地址福冈县小郡市福童196-1 邮编838-0137
电话:0942-41-2200 传真:0942-41-2205 联系人:金道 旭 URL:<http://www.mecc.co.jp>